

DEUX GANTS EN UN

BLACK-FIRE* Gants d'examen en nitrile Le gant de deux couleurs, à double trempage

Les gants de deux couleurs possèdent une double fonction.

- Les gants d'examen en nitrile BLACK-FIRE* sont réversibles. Ils peuvent être utilisés comme gants noirs ou retournés afin que le côté orange, particulièrement visible et à faible friction, se trouve à l'extérieur.
- Lorsqu'un gant de deux couleurs est retiré après usage, la couleur qui se trouvait à l'intérieur devient visible, permettant ainsi de déterminer facilement si le gant a déjà été utilisé et s'il est potentiellement contaminé.
- Grâce à sa combinaison unique de deux couleurs, le gant peut être utilisé sur une multitude de marchés différents tels que les cabinets dentaires, les boutiques de tatouage, les services de sécurité dans les aéroports, etc.



Les gants d'examen en nitrile BLACK-FIRE* sont réversibles et peuvent être portés côté noir ou côté orange.

BLACK-FIRE*

Gants d'examen en nitrile

- Les gants BLACK-FIRE* à double trempage offrent une protection supérieure, tandis que le nitrile améliore le confort ainsi que la solidité.
- Les gants d'examen en nitrile BLACK-FIRE* ne contiennent aucun latex de caoutchouc naturel.



BLACK-FIRE* Gants d'examen en nitrile

Référence	Taille	Conditionnement	
45256	X-Small	150 gants/boîte	10 boîtes/paquet
45257	Small	150 gants/boîte	10 boîtes/paquet
45258	Medium	150 gants/boîte	10 boîtes/paquet
45259	Large	150 gants/boîte	10 boîtes/paquet
45260	X-Large	140 gants/boîte	10 boîtes/paquet

Caractéristiques du produit

Épaisseur mesurée*	MM
Majeur :	0.14
Paume :	0.10
Manchette :	0.09
Longueur moyenne :	> 242 mm

* sur la base d'un gant de taille moyenne

Propriétés physiques

Avant vieillissement	
Résistance moyenne à la rupture :	9 N
Allongement ultime :	650%
Après vieillissement	
Résistance moyenne à la rupture :	11 N
Allongement ultime :	550%

Normes de qualité

Produit marqué CE conformément à la directive 93/42/CEE sur les Appareils médicaux.

Catégorie d'appareil : I

Conforme à EN 455, EN 374 et EN 420

EPI de Cat III et agréé pour la manipulation d'aliments.

Fabriqué conformément aux Systèmes de qualité ISO 13485 et ISO 9001.

AQL - EN455-1

Limite de qualité acceptée	1.0
----------------------------	-----

En attente de brevet



Formation clinique KNOWLEDGE NETWORK*

Service clientèle bien renseigné

Service commercial spécialisé

Outils et meilleures pratiques

Recherche clinique

Engagement à l'excellence

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre service clientèle Halyard:

Tél : 0800 91 51 93 (gratuit à partir de la France)

Fax : 0800 91 51 94 (gratuit à partir de la France)

Tél : 0800 78 775 (gratuit à partir de la BE)

Fax : 0800 78 774 (gratuit à partir de la BE)

Tél : 800 62 100 (gratuit à partir du LUX)

Fax : +32 2 461 19 58 (à partir du LUX)

serviceclients@hyh.com